

Beskrivelse af Thera stå og balancestativ

Nr.	Billede	Beskrivelse
1	A/D	Håndtag til at fastlåse/ løsne seler til manuelt seleoptræk
2	D	Håndtag til indstilling af stativ for balancetræning eller ståstøttestativ
3	A	Bordplade
4	A	Kantpude til bordplade
5	A/C	Håndtag til at fastlåse/ løsne seler til manuelt seleoptræk (bruger)
6	B	Knæpelotter
7	B	Fodstropper ved vrist (velcro)
8	B	Hælkapper
9	B	Fodplade
10	H	Manuelt seleoptræk
11	A	Håndbarre
12	A	Tværboom
14/a	L	Hjul med bremses
15	E	Løftesejl
16a	F	Spændegreb til indstilling af bordhøjde
16b	F	Spændegreb til indstilling af håndbarre højde
17	M	Indstilling af moment for modstand ved balancetræning
18a-d	G/K	Låsebolte til brug ved indstilling af knæpelotter
19	B	Lås til fastlåsning af stativ ved brug som ståstøttestativ
20	C	Seleoptræk
21	K	Greb til justering af knæpelotter
J1	J	Side/ hofte støtte
J2	J	Hoftepelotter
J3	J	Låseringer til fastholdelse af side/ hofte støtte.

Grundindstilling af stativ første gang ved ny bruger:

- 1) Lås alle 4 hjul
- 2) Indstil bordhøjden i albuehøjde, regnet fra fodplade
- 3) Indstil håndbarrene i hofte højde, regnet fra fodplade
- 4) Indstil knæpelotterne
- 5) Lås stativet til ståstøtte funktion
- 6) Brugeren op i stativet
- 7) Montere side/ hofte støtte

Stativet indstilles individuelt til den enkelte bruger når vedkommende er kommet op i stativet

Husk; der skal altid være en kvalificeret person til at hjælpe medens personen er i stativet !