



### Priser Januar 2007

Varenr.: B 24  
Pose med ca. 15 g: kr. 30,00

Varenr.: B 24A  
Pose med ca. 30 ml: kr. 45,00

Varenr.: B 26  
Bøtte med 1 kg: kr. 995,00

Varenr.: B 25  
Bæger til opbevaring: kr. 2,50

Alle priser excl. moms.

## SUPER – STUFF.

SUPER – STUFF pulveret indeholder ca. 36% Borsyre og ca. 0,5% Isopropylalkohol. Den færdige blanding efter anvendelse 1 indeholder ca. 5% borsyre og ca. 0,07% Isopropylalkohol.  
Efter anvendelse 2 ca. 1,4% Borsyre og 0,02% Isopropylalkohol.

*Borsyren, der ikke trænger igennem intakt hud, kan have bivirkninger, og det anbefales derfor at anvende engangshandsker, hvis Super-Stuff anvendes på beskadiget hud.*

### Anvendelse 1: Ca. 15 g pulver og 100 ml lunkent vand.

Det lunkne vand hældes i et bæger med tætsluttende låg, pulveret tilsættes, og der rystes kraftigt i ca. 1 minut. Efter ca. 1 time er Super-Stuff klar til brug.  
Ønskes en sejere blanding anvendes der mindre vand.

### Anvendelse 2: Ca. 30 ml pulver og 500 ml lunkent vand.

Denne blanding anbefales bl.a. af ergoterapien på Århus Kommunehospital til fingertræning. Det lunkne vand hældes i en skål der er velegnet til at piske i. Vandet skal være lunkent. Pulveret drysses i, mens der piskes kraftigt med håndmixer eller stavblender.  
Undgå at det klumper.  
Der piskes kraftigt i ca. 1 minut – indtil massen begynder at blive tykkere.

**Vigtigt:** For at sikre længst muligt udnyttelse af den færdigblandede Super Stuff, skal man være opmærksom på følgende 2 regler.

**Opbevaring:** Super Stuffen lægges i bæger med tætsluttende låg, ligesom det også skal stå køligt ~5 gr.

**Ved brug:** Super Stuffen skal ved brug have en temp. ~35 - 40 gr., opvarm evt. bægere med massen, i varmt vand.

Husk altid at have rene hænder ved træning, og undgå sæberester.