

Anvendelse og vedligeholdelse for T-Bike fra Firma Hoening. *T-Bike Senior & T-Bike Midi*

Anvendelse:

Kørsel på en 3-hjulet cykel er meget forskellig fra kørsel på en almindelig 2-hjulet cykel.

Nye brugere bør altid vænne sig til cyklen og dens egenskaber under langsom kørsel, på hårdt og plant underlag.

Det skal specielt bemærkes at vendediameteren er anderledes, der bør derfor tages særligt hensyn til dette, under træningsperioden.

VIGTIGT – en 3-hjulet cykel, herunder også T-Bike, er meget stabil m.h.t. balance, - men også en 3-hjulet cykel kan også vælte!

Det er derfor væsentligt under langsom kørsel, at træne og lære cyklen at kende på eks. opkørsler til fortov m.v.

Ved brug af spec.tilbehør monteret på cyklen, skal man være opmærksom på et evt. højere balancepunkt.

Garanti:

Cyklen er omfattet af dansk lovgivning m.h.t. garanti og reklamation.

Der er 3 års garanti på stelbrud, under forudsætning af normal brug og vedligeholdelse.

Vedligeholdelse:

- 1 Cyklen må kun rengøres med mild sæbe (f.eks. autoshampoo) den må ikke rengøres med højtryksrensere, opløsningsmidler,benzin eller lign.
- 2 Kæden smøres med kædefedt, ligesom kabler og andre bevægelige dele regelmæssigt smøres med olie.
- 3 Det er vigtigt at dæktrykket altid er korrekt (ca. 3,8 bar).
Alle sliddele, eks. dæk, kæde, kabler, bremses, skruer og møtrikker kontrolleres regelmæssigt.
1. gang efter 5 km. kørsel efterspændes diverse skruer og møtrikker.
- 4 For cykler med hydrauliske bremses, skal man være opmærksom på at der ikke er utætheder, det være på slangerne samt samlingerne ved h.h.v. håndgreb og bremsecylindere.
Justering af bremsepunkt; ved at drejer umbraco skruen på undersiden af bremsegrebet, kan man justere bremsepunktet.
I forbindelse med at bremsebelægningen slides, kan justering af bremsepunkt forekomme.

For cykler med hjælpemotor - henvises til spec.prospekt.

Arden Oktober 2005